

MODE D'EMPLOI LumiPulseQ

Présentation des modes LED

Votre masque propose différents types de lumières, chacune ayant une action ciblée :

LED Rouge (R) – Anti-âge / Fermeté

- Stimule le collagène
- Raffermit la peau
- Réduit rides et ridules
- Améliore l'élasticité

LED Bleue (B) – Purifiante

- Cible les bactéries responsables de l'acné
- Réduit inflammations et rougeurs actives
- Aide à assainir la peau

Vert – Éclat / Taches / Équilibre

- Diminue l'hyperpigmentation superficielle
- Uniformise le teint
- Apaise les rougeurs diffuses
- 🖐️ Idéal taches légères + peau terne

Jaune – Drainage / Apaisant

- Stimule la circulation lymphatique
- Réduit gonflement et œdème
- Apporte éclat doux
- 🖐️ Idéal cou, poches, peau sensible

Violet – Anti-imperfections + Anti-âge

(Mélange rouge + bleu)

- Calmante + réparation
- Réduit imperfections
- Stimule légèrement le collagène
- 🖐️ Idéal peaux mixtes sensibles

Cyan – Éclat + Anti-rougeurs

- (Couleur entre bleu et vert)
- Réduit les rougeurs diffuses
- Apaise instantanément
- 🖐️ Idéal peaux sensibles / irritées

Blanc (Near Infrared + Spectre complet)

- Pénètre le plus profondément
- Réparation tissulaire
- Régénération cellulaire
- Anti-inflammatoire puissant
- 🖐️ Idéal post-soin (peeling, microneedling, RF)

Mode d'emploi de la télécommande

Bouton ON/OFF

- Allume ou éteint le masque
- Un appui long pour éteindre complètement

Bouton NIR (Near Infrared)

Active l'infrarouge proche, combiné à la lumière de votre choix.

Usage :

- anti-âge profond
- récupération cutanée
- anti-inflammatoire
- post-acte esthétique
- douleurs / tensions faciales

Bouton E (Energy) – Niveau d'intensité

Permet d'ajuster l'intensité lumineuse :

Bouton M (Mode / Couleur)

Permet de sélectionner la couleur de la LED :

- NIR = Infrarouge + Rouge (mode profond)

Un appui → change le mode

Bouton T+

Augmente la durée de la séance

Bouton T-

Diminue la durée de la séance

Durée recommandée : 15 à 20 minutes

Fréquence d'utilisation recommandée

Pour des résultats visibles et sécuritaires :

Anti-âge / Fermeté

- 3 à 4 fois par semaine
- Mode Rouge ou NR
- 20 minutes

Acné / Imperfections

- 3 à 5 fois par semaine
- Mode Bleu
- 15 à 20 minutes

Éclat / Uniformité

- 2 à 3 fois par semaine
- Rouge ou Mixte
- 20 minutes

Après soin esthétique (peeling / RF / microneedling)

- 24h après : NR intensité douce
- 15 minutes
- 2 à 3 jours de suite

Conseils d'utilisation pour meilleurs résultats

- Toujours utiliser sur peau propre et sèche
- Retirer maquillage / crème avant la séance
- Appliquer un sérum à l'acide hyaluronique ou aux peptides de cuivre avant la séance

Entretien

- Nettoyer l'intérieur du masque avec une lingette légèrement humide
- Ne pas utiliser d'alcool pur
- Ne pas immerger dans l'eau
- Ranger dans un endroit sec

Contre-indications

Grossesse, Épilepsie photosensible, Port de pacemaker, Prise de médicaments photosensibilisants, Infections cutanées actives sévères (demander un avis médecin)